

Mesures de l'urine

nom	unité du laboratoire	calcul	unité dans la banque de données	valeurs de référence
UPROT protéine dans l'urine spontanée	mg/dl	valeur du laboratoire [mg/dl] / 100	g/l	<0.15 g/l
	mg/l	valeur du laboratoire [mg/l] / 1000		
UCRE créatinine dans l'urine spontanée	mg/dl	valeur du laboratoire [mg/l] x 0.0884	mmol/l	F: 2.5 – 19.2 mmol/l H: 3.5 – 22.9 mmol/l
	µmol/l	valeur du laboratoire [µmol/l] / 1000		
UPRCR quotient protéine/créatinine	-	(UPROT [g/l] / UCRE [mmol/l]) x 1000	mg/mmol créatinine	<11.3 mg /mmol

Plus besoin de déterminer les valeurs avec des bandelettes urinaires.